


M-Hi: die (R)evolution der MLS®-Lasertherapie



MLS®-Lasertherapie: Hohe Leistung: Perfekt kontrolliert. Und synchronisiert.

Vorteile:

- ▶ Verstärkung der entzündungshemmenden, analgetischen und ödemhemmenden Wirkung
- ▶ Rasche Schmerzlinderung
- ▶ Verbesserung der lokalen Mikrozirkulation
- ▶ Kurze Behandlungszeiten und wenige Behandlungen erforderlich
- ▶ Verbesserung der Mobilität, der Funktionalität und der Lebensqualität des Patienten



US-Patente Nr.:
US 8,251,982 B2
US 10,874,872 B2



Entdecken Sie alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen

▶ **+100**

wissenschaftlichen Veröffentlichungen



Evidenzbasierte Medizin

Therapeutische Indikationen:

- ▶ Osteoarthritis¹
- ▶ Rheumatoide Arthritis²
- ▶ Bursitis³
- ▶ Verstauchung/Prellung⁴
- ▶ Tendinopathien⁵
- ▶ Myalgie/Kontraktur⁶

- 1 Von leichten bis mittelschweren Stadien (bis zum 3. Grad) mit hoher klinischer Evidenz am Knie, mäßig an Schulter, Handgelenk, Hüfte, Knöchel, Lendenbereich;
- 2 Von sehr leichten bis schweren Stadien mit mäßiger klinischer Evidenz an der Hand;
- 3 Von leichten bis starken Schmerzen mit mäßigen klinischen Anzeichen an Ellbogen, Knie, Knöchel, Zehen;
- 4 Eine leichte bis mittelschwere Verletzung (bis zu einer Verstauchung 2. Grades, ohne vollständigen Bänderriss) mit mäßigem klinischen Befund an Knie, Knöchel, Handgelenk, Finger;
- 5 Von leichten bis schweren Schmerzen und Behinderungen mit mäßigem klinischen Befund an Schulter, Ellbogen, Handgelenk, Finger, Knie, Knöchel, Fuß;
- 6 Von leichten bis schweren Schmerzen und Behinderungen mit mäßigem/mittelstarken klinischen Anzeichen an Schulter, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule und Kiefergelenk.



Effizient:

M-Hi-patentierter Technologie, wissenschaftlich und klinisch validiert.



Sicher:

Zuverlässigkeit in Ihren Händen: 270-W-Spitzenleistung auf Gewebe wird in absoluter Sicherheit geliefert.



Vielseitig:

M-Hi eignet sich für alle klinischen Umgebungen und Methoden: für einen intensiven täglichen Gebrauch.



Anpassungsfähig:

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Patienten: M-Hi passt die Protokolle automatisch an Ihre Bedürfnisse an.



Präzise:

Kein Rätselraten mehr: Verfolgen Sie die Dosis, objektivieren Sie Ihre Therapie und reproduzieren Sie die Ergebnisse.





UNTERNEHMENSZENTRALE / FIRMENSITZ

Via Galileo Galilei 23, 36057 Arcugnano (VI) - Italien
T +39 0444 28 92 00 / F +39 0444 28 90 80

asalaser@asalaser.com

FORSCHUNGSABTEILUNG / FILIALE

Gemeinsames Labor mit der Abteilung für experimentelle und klinische
biomedizinische Wissenschaften der Universität Florenz
Viale G. Pieraccini 6, 50139 Florenz, Italien

asacampus@asalaser.com

asalaser.com

Copyright © ASA srl - Alle Rechte vorbehalten. Das vollständige
oder teilweise Kopieren, Drucken und Verbreiten der Informationen in
diesem Dokument ist mit Ausnahme einer schriftlichen Zustimmung des
Eigentümers verboten. Dieser Inhalt ist für medizinisches Fachpersonal
bestimmt und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung.

02/2024 - DE

CE 0123